


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gtf2B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00403

Numero articolo: CM0022791



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GTF2B di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con GTF2B umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'inizio della trascrizione e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-GTF2B
Note/Alias	TF2B; TFIIB; GTF2B
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2959
GeneID	2959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-154 di GTF2B (NP_001505.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q00403
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio