


Anticorpo Policlonale Anti-Gtf2E1 Per Wb, If, Elisa - P29083

Numero articolo: CM0016649



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GTF2E1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno ricombinante, circa 49 kDa. Adatto per la ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTF2E1 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	FE; TF2E1; TFIIIE-A; GTF2E1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2960
GeneID	2960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-439 di GTF2E1 umano (NP_005504.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P29083
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio