


Anticorpo Policlonale Anti-Gtf2E2 Per Wb, Elisa - P29084

Numero articolo: CM0027163



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro la subunità beta del fattore di inizio della trascrizione IIE umano (GTF2E2). Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTF2E2 Rabbit pAb
Note/Alias	FE; TTD6; TF2E2; TFIIIE-B; GTF2E2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2961
ID Gene	2961
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-291 di GTF2E2 umano (NP_002086.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29084
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio