


Anticorpo Policlonale Anti-Gtf2F2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13984

Numero articolo: CM0025180



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GTF2F2 (TFIIF-beta) umano, convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Adatto per lo studio dei complessi fattori generali di inizio della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GTF2F2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	BTF4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2963
ID Gene	2963
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-249 di GTF2F2 umano (NP_004119.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P13984
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio