


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gtf2F2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13984

Numero articolo: CM0002371



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GTF2F2 umano (TFIIF-beta, RAP30) validato per Western blot, immunohistochemistry e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Per la ricerca sull'inizio della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTF2F2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	BTF4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2963
GeneID	2963
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GTF2F2 umano (P13984).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P13984
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio