


Anticorpo Policlonale Anti-Gtf2H1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P32780

Numero articolo: CM0027620



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GTF2H1 umano (p62, BTF2) per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla trascrizione e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GTF2H1 Rabbit pAb
Note/Alias	P62; BTF2; TFB1; TFIIH; GTF2H1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2965
ID Gene	2965
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-425 di GTF2H1 umano (NP_001135779.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P32780
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio