


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gtf2H3 Per Wb, Ip, Elisa - Q13889

Numero articolo: CM0028737



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato al GTF2H3 umano, subunità del complesso centrale TFIIH (34kDa). Validato per WB, IP ed ELISA; reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio dell'inizio della trascrizione e dei meccanismi di riparazione per escissione di nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	GTF2H3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P34; BTF2; TFB4; TFIIH; GTF2H3
Specie	Umano
Gene ID	2967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-308 del GTF2H3 umano (NP_001507.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q13889
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio