


Anticorpo Policlonale Anti-Gtf2H4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q92759

Numero articolo: CM0027624



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a GTF2H4 umano (subunità p52 TFIIH), adatto per Western blot e ELISA, cross-reattivo con umano e topo. Uno strumento prezioso per la ricerca sulla trascrizione e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	GTF2H4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P52; TFB2; TFIIH; GTF2H4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2968
GeneID	2968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di GTF2H4 umano (NP_001508.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q92759
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio