

Anticorpo Policlonale Anti-Gtf2Ird1 Per Wb, Elisa - Q9Uhl9

Numero articolo: CM0027210



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GTF2IRD1, adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sulla differenziazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 660-959 di GTF2IRD1 umano (NP_057412.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHL9
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio