

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gtf2Ird1 Per Wb, Elisa - Q9Uhl9

Numero articolo: CM0021707



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la GTF2IRD1 umana, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione della trascrizione, la differenziazione muscolare e la sindrome di Williams-Beuren.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Note / Alias	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2I repeat domain containing 1
Specie	Umana
GeneID	9569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 660-890 della GTF2IRD1 umana (NP_057412.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9UHL9
Peso proteico	104kDa/106kDa/107kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio