

Anticorpo Policlonale Anti-Gtf3A Per Wb, Elisa - Q92664

Numero articolo: CM0028898

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il GTF3A umano (Fattore di trascrizione IIIA), convalidato per Western blot e ELISA. Fondamentale per studi sulla trascrizione del gene 5S rRNA e la biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GTF3A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AP2; TFIIIA; GTF3A
Specie	Umana
GeneID	2971
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del GTF3A umano (NP_002088.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q92664
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio