

Anticorpo Policlonale Anti-Gtf3C3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y5Q9

Numero articolo: CM0020459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al GTF3C3 umano (TFIIIC102, TFIIIC γ). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva il GTF3C3 di topo e ratto. Adatto per studi sulla trascrizione della RNA polimerasi III.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GTF3C3 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	TFIIIC102; TFIIICgamma; TFIIIC2-102; GTF3C3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9330
GeneID	9330
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 del GTF3C3 umano (NP_036218.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5Q9
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio