

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gtf3C4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukn8

Numero articolo: CM0025524



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro GTF3C4 umano (TFIIIC90) per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Validato su umano e ratto. Essenziale per la trascrizione mediata dalla RNA polimerasi III e per l'acetilazione degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	GTF3C4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KAT12; TFII90; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
Specie	Umano
GeneID (umano)	9329
GeneID	9329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 583-822 di GTF3C4 umano (NP_036336.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UKN8
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio