

Anticorpo Policlonale Anti-Gtf3C6 Per Wb, Elisa - Q969F1

Numero articolo: CM0016989



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce GTF3C6 umano (TFIIIC35, 24kDa) per applicazioni WB, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Strumento essenziale per la ricerca sulla trascrizione dell'RNA polimerasi III e sul complesso TFIIIC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTF3C6 Rabbit pAb
Note/Alias	C6orf51; TFIIIC35; bA397G5.3; GTF3C6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	112495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-213 di GTF3C6 umano (NP_612417.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q969F1
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio