


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gtpbp1 Per Wb, Elisa - O00178

Numero articolo: CM0017807



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro GTPBP1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Mira a un fattore chiave dell'allungamento della traduzione e a una proteina di controllo della qualità dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GTPBP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GP1, GP-1, HSPC018, GTPBP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9567
GenelD	9567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-280 di GTPBP1 umano (NP_004277.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	O00178
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio