

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gtpbp10 Per Wb Ed Elisa - A4D1E9

Numero articolo: CM0019336



introduzione

pAb di coniglio GTPBP10 validato per WB ed ELISA. Bersaglia la GTPBP10 umana (ObgH2), una GTPasi nucleolare essenziale per la maturazione dei ribosomi. Ideale per studi sull'architettura nucleolare e sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio GTPBP10
Note/Alias	ObgH2, UG0751c10, GTPBP10
Specie	Umana
GeneID	85865
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-387 della GTPBP10 umana (NP_149098.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	A4D1E9
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante