


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gtpbp4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bze4

Numero articolo: CM0027715



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità targeting GTPBP4, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Supporta gli studi sulla biogenesi ribosomiale e la segnalazione di TP53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GTPBP4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NGB; CRFG; NOG1; GTPBP4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	23560
ID gene	23560
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 385-634 di GTPBP4 umano (NP_036473.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZE4
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio