

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gtpbp8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3Z3

Numero articolo: CM0018879

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GTPBP8 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la funzione della proteina legante GTP 8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GTPBP8 Rabbit pAb
Note/Alias	HSPC135; GTPBP8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29083
GeneID	29083
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di GTPBP8 umano (NP_054889.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N3Z3
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio