


Anticorpo Policlonale Anti-Gtse1 Per Wb Ed Elisa - Q9Nyz3

Numero articolo: CM0017444



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GTSE1 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Indirizzato contro un regolatore del ciclo cellulare coinvolto nell'arresto in G2/M.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GTSE1 Rabbit pAb
Note/Alias	B99; GTSE1
Specie	Umano
GeneID (umano)	51512
GeneID	51512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-290 di GTSE1 umano (NP_057510.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NYZ3
Peso della proteina	77 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante