

Anticorpo Policlonale Anti-Gtsf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ww33

Numero articolo: CM0019161

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GTSF1 per WB, IF/ICC, ELISA. Convalidato in uomo, topo, ratto. Bersaglia gametocyte-specific factor 1, essenziale per la spermatogenesi e il silenziamento dei retrotransposoni. Peso molecolare previsto di 19kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GTSF1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Cue110; FAM112B; GTSF1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	121355
GeneID	121355
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-167 di GTSF1 umano (NP_653195.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WW33
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio