

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Guanina Deaminasi (Gda) Per Wb, Elisa - Q9Y2T3

Numero articolo: CM0030360



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GDA (guanina deaminasi) umana, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare le vie di deaminazione della guanina nella ricerca sul metabolismo delle purine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GDA Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	GAH; CYPIN; GUANASE; NEDASIN; GDA
Specie	Umana
GeneID	9615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-454 della GDA umana (NP_004284.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2T3
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio