

Anticorpo Monoclonale Anti-Guanylyl Ciclasi Beta 1 (Gucy1B3) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02153

Numero articolo: CM0006036



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Guanylyl Ciclasi beta 1 (GUCY1B3), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione ossido nitrico-cGMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Guanylyl Ciclasi beta 1 (GUCY1B3)
Note/Alias	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl Ciclasi beta 1 (GUCY1B3)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2983
GeneID	2983
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02153
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio