

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Guanylyl Ciclasi Beta 1 (Gucy1B3) Per Wb Ed Elisa - Q02153

Numero articolo: CM0013653



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la guanylyl ciclasi beta 1 umana (GUCY1B3), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Rileva la subunità catalitica cGMP del recettore dell'ossido nitrico. Disponibile presso CamelBio, il vostro partner per le materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-guanylyl ciclasi beta 1 (GUCY1B3)
Note/Alias	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-beta-1; Guanylyl ciclasi beta 1 (GUCY1B3)
Specie	Umano
ID del gene (umano)	2983
ID del gene	2983
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della guanylyl ciclasi beta 1 umana (guanylyl ciclasi beta 1 (GUCY1B3)) (NP_000848.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q02153
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante