


Anticorpo Policlonale Anti-Guca2A Per Wb Ed Elisa - Q02747

Numero articolo: CM0027802



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la guanilina umana (GUCA2A), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Adatto per la ricerca gastrointestinale e gli studi sulla segnalazione delle enterotossine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GUCA2A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GUCA2; STARA; GCAP-I; GUCA2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2980
GeneID	2980
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-115 della GUCA2A umana (NP_291031.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02747
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio