


Anticorpo Policlonale Anti-Guca2B Per Wb, Elisa - Q16661

Numero articolo: CM0027618



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GUCA2B umano (uroguanylina, GCAP-II). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con il topo. Utile per lo studio della segnalazione della guanilato ciclastasi intestinale e del trasporto di fluidi/elettroliti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GUCA2B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UGN; GCAP-II; GUCA2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2981
GeneID	2981
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GUCA2B umano (NP_009033.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q16661
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio