

Anticorpo Policlonale Anti-Gucy1A3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q02108

Numero articolo: CM0014466



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'umano GUCY1A3, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione della guanilato ciclasasi solubile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GUCY1A3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCSA3; GUCY1A3; GCS-alpha-3; GC-S-alpha-1
Specie	Umano
ID Gene	2982
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 dell'umano GUCY1A3 (NP_000847.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02108
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio