

Anticorpo Policlonale Anti-Gucy2D Per Wb E Elisa - Q02846

Numero articolo: CM0028332

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la guanilil ciclasasi retinica 1 (GUCY2D), adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Dimostra reattività crociata con campioni umani, di topo e di ratto. Supporta gli studi sulla visione e sulla fototrasduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	GUCY2D Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB1I; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3000
Gene ID	3000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-350 della GUCY2D umana (NP_000171.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02846
Peso proteico	120kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio