

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gucy2F Per Wb Ed Elisa - P51841

Numero articolo: CM0018418

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GUCY2F (guanilato ciclasasi retinica 2), adatto per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio della sintesi di cGMP nelle cellule fotorecettrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-GUCY2F
Note/Alias	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2986
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-460 della GUCY2F umana (NP_001513.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P51841
Peso della proteina	125 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante