

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Guk1 Per Wb, Elisa - Q16774

Numero articolo: CM0031009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro guanilato chinasi (GUK1) validato per Western blot e ELISA. Bersaglia GUK1 umano; immunogeno ricombinante. Adatto per studiare il metabolismo nucleotidico, il riciclo del cGMP e l'attivazione dei profarmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GUK1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	GMK; GUK1
Specie	Umana
GeneID	2987
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-197 di GUK1 umano (NP_000849.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q16774
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio