

Anticorpo Policlonale Anti-Gulp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubp9

Numero articolo: CM0029370



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce GULP1 (CED6, GULP) per applicazioni di WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Specifico per studi di fagocitosi, apoptosi e trasporto lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GULP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CED6; GULP; CED-6; GULP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	51454
GeneID	51454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di GULP1 umano (NP_057399.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBP9
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio