


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gyg1 Per Wb E Elisa - P46976

Numero articolo: CM0018118



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la glicogenina-1 umana (GYG1), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla biosintesi del glicogeno e sulle malattie da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GYG1 Rabbit pAb
Note/Alias	GYG; GSD15; GYG1
Specie	Umana
GeneID (umano)	2992
GeneID	2992
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-333 della GYG1 umana (NP_001171649.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P46976
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio