


Anticorpo Policlonale Anti-Gypb Per If/Icc, Elisa - P06028

Numero articolo: CM0016083



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce la Glicoforina-B umana (GYPB/CD235b), una sialoglicoproteina chiave della membrana degli eritrociti. Validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e ELISA, supporta la ricerca sulla stabilità della membrana dei globuli rossi e sugli antigeni dei gruppi sanguigni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GYPB Rabbit pAb
Note/Alias	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2994
GeneID	2994
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-91 della GYPB umana (NP_002091.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P06028
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio