

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gzma Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P12544

Numero articolo: CM0012447



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Granzima A umana (GZMA). Validato per WB, IP, IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sulla piroptosi mediata da cellule T citotossiche e cellule NK e sulla morte delle cellule bersaglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GZMA Rabbit mAb
Note/Alias	HFSP; CTLA3
Specie	Umana
GeneID (umano)	3001
GeneID	3001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-262 della GZMA umana (NP_006135.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P12544
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante