


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gzma Per Wb, If/Icc, Elisa - P12544

Numero articolo: CM0028684



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GZMA umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la granzima A, una serin proteasi coinvolta nella piroptosi e nella citotossicità delle cellule CTL/NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GZMA Rabbit pAb
Note/Alias	HFSP; CTLA3; GZMA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3001
GeneID	3001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-262 di GZMA umano (NP_006135.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12544
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio