


## Anti-H3Q5Ser (Istona H3.1, P68431) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, If, Elisa

Numero articolo: CM0000083



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'istona H3.1 serotonilata in Q5 (P68431). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica, gli studi sulla cromatina e l'analisi delle modifiche delle istone.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | H3Q5ser Coniglio pAb                                                                   |
| Note/Alias            | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser |
| Specie                | Umano                                                                                  |
| GeneID (umano)        | 8350                                                                                   |
| GeneID                | 8350                                                                                   |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico serotonilato attorno a Q5 dell'istona H3 umana (NP_003520.1)      |
| Fonte                 | Coniglio                                                                               |
| Categoria             | Altri Anticorpi Modificati                                                             |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                     |
| SWISS                 | P68431                                                                                 |
| Peso Proteico         | 15 kDa                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                     |