

Anticorpo Policlonale Anti-Habp4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q5Jvs0

Numero articolo: CM0020693

introduzione

Validato per WB, ELISA con reattività crociata verso Mouse, Rat. Bersaglia la proteina 4 legante l'acido ialuronico intracellulare, un regolatore dell'ibernazione dei ribosomi e della trascrizione. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HABP4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IHABP4, IHABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4
Specie	Umano
Gene ID	22927
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 della HABP4 umana (NP_055097.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Rat
SWISS	Q5JVS0
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio