

Anticorpo Policlonale Anti-Hace1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iyu2

Numero articolo: CM0027412



Introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a HACE1, validato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce HACE1 di uomo, topo e ratto (102 kDa). E3 ubiquitina ligasi coinvolta nella dinamica della membrana del Golgi, nella degradazione di RAC1 e nella difesa dell'ospite. Ideale per la ricerca in biologia cellulare e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HACE1 Rabbit pAb
Note / Alias	SPPRS; HACE1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57531
GeneID	57531
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HACE1 umano (NP_065822.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8IYU2
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio