

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hadh Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16836

Numero articolo: CM0013296



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro HADH umano, validato per western blot, IHC-paraffina ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della beta-ossidazione degli acidi grassi mitocondriali e dei disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HADH Rabbit pAb
Note/Alias	HAD; HCDH; HHF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3033
GeneID	3033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-314 di HADH umano (NP_005318.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16836
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio