

Anticorpo Monoclonale Anti-Hadhb (Coniglio) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55084

Numero articolo: CM0012724



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro HADHB (Subunità beta dell'enzima trifunzionale, mitocondriale) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] HADHB Rabbit mAb
Note/Alias	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3032
ID Gene	3032
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 331-474 di HADHB umano (NP_000174.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55084
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio