


Anticorpo Policlonale Anti-Hadhb Per Wb, If/Icc, Elisa - P55084

Numero articolo: CM0030211



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio HADHB convalidato per Western blot (WB), Immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Sotounità beta dell'enzima trifunzionale mitocondriale (51 kDa), un enzima chiave nella beta-ossidazione degli acidi grassi a catena lunga.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HADHB Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Specie	Umano
GeneID (umano)	3032
GeneID	3032
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-270 dell'HADHB umano (NP_000174.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55084
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio