


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hagh Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16775

Numero articolo: CM0025915



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-HAGH di alta qualità validato per western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva l'idrossiacilglutazione idrolasi di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della glioxalasi II nelle vie di detossificazione mitocondriale e citosolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HAGH Rabbit pAb
Note/Alias	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
Specie	Umana
GeneID (umana)	3029
GeneID	3029
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della HAGH umana (NP_001035517.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16775
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio