

Anticorpo Policlonale Anti-Hand2 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P61296

Numero articolo: CM0026822

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-HAND2 validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce con HAND2 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla morfogenesi cardiaca e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	HAND2 Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9464
GeneID	9464
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61296
Peso Proteico	24 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio