

## Anticorpo Monoclonale Anti-Hao1/Gox Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Numero articolo: CM0006662



### introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio rileva specificamente HA01/GOX umano (2-idrossiacido ossidasi 1), un enzima perossisomiale chiave nel metabolismo del glicosilato. Validato in WB, IHC-P ed ELISA, presenta reattività crociata con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | HA01/GOX Rabbit mAb                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias  | GO; GOX; GOX1; HAOX1; HA01/GOX                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                  |
| GeneID (Umano)      | 54363                                                                                                                  |
| GeneID              | 54363                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HA01/GOX umano (NP_060015.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, Topo                                                                                                            |
| SWISS               | Q9UJM8                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 41kDa                                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                     |