

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hao1/Gox Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Numero articolo: CM0026760



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting HAO1/GOX (glicolato ossidasi) umano per applicazioni tra cui Western blot, immunofluorescenza, immunohistochemistry e ELISA. Rileva HAO1 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca metabolica e sui calcoli renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HAO1/GOX Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HAO1/GOX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54363
GeneID	54363
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UJM8
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio