

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hap1 Per Wb, Elisa - P54257

Numero articolo: CM0020691

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina 1 associata all'huntingtina umana (HAP1), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio dei ruoli di HAP1 nel trasporto neuronale, nell'autofagia e nella malattia di Huntington.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	pAb HAP1 di coniglio
Note/Alias	HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1
Specie	Umana
GeneID (umano)	9001
GeneID	9001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di HAP1 umano (NP_817084.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P54257
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante