

Anticorpo Monoclonale Anti-Hapln1 Per Wb Ed Elisa - P10915

Numero articolo: CM0004258

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro HAPLN1 umano, una proteina di collegamento della cartilagine di 40 kDa. Validato per Western blot ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-HAPLN1
Note/Alias	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1404
ID Gene	1404
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-354 di HAPLN1 umano (P10915)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10915
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca refrigerante