

Anticorpo Policlonale Anti-Hapln1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10915

Numero articolo: CM0030152

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HAPLN1 umano, validato in WB, IHC-P, ELISA, reattivo con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice cartilaginea e studi sugli aggregati di proteoglicani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HAPLN1 Rabbit pAb
Note/Alias	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1404
GeneID	1404
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-354 di HAPLN1 umano (NP_001875.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10915
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio