

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Haptoglobina (Hp) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

Numero articolo: CM0004989



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per Haptoglobina umana (HP), validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Rileva il bersaglio a ~45 kDa. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'emolisi, la risposta di fase acuta e la permeabilità intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Haptoglobina (HP) mAb di coniglio
Note/Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobina (HP)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3240
GeneID	3240
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 307-406 della Haptoglobina umana (HP) (P00738)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P00738
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio