


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aptoglobina (Hp) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00738

Numero articolo: CM0014300



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'aptoglobina umana (HP), validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Cattura l'emoglobina libera, antiossidante, proteina di fase acuta. Ideale per la ricerca sull'emolisi, l'infiammazione e la permeabilità intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Aptoglobina (HP) Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Aptoglobina (HP)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3240
GeneID	3240
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'aptoglobina umana (NP_005134.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00738
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio