

Anticorpo Policlonale Anti-Has1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q92839

Numero articolo: CM0013405

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ialuronano sintasi 1 (HAS1) umana. Validato per WB ed ELISA, rileva una proteina di 65 kDa. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Essenziale per la ricerca sulla sintesi dell'ialuronano e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HAS1 Rabbit pAb
Note/Alias	HAS; HAS1
Specie	Umano
ID Gene	3036
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-390 di HAS1 umana (NP_001514.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q92839
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio